

# AESCLAP / HOWMEDICA

ELAN-E/OSTEOTOMIESÄGE GB125 / ELAN-E/ OSTEOTOMY SAW GB125  
 COMFORT - GB432, GA440 / ACCULAN - GA640, GA633 / COMFORT - GB432, GA440 / ACCULAN - GA640, GA633

DIAMANTGESCHNITTENE SÄGEBLÄTTER FÜR DIE KNEIENDOPROTHETIK /  
 DIAMOND CUT SAW BLADES FOR KNEE ENDOPROSTHETICS **CHIRO SUPERIOR**

Schnitttiefe/mm Cutting Depth	Blattbreite/mm Cutting Width	Blatt-/Schnittstärke Blade-/Cutting thickness	DKG Nr. DKG No.
		0,89 mm	<b>K2000-84</b>
		1,00 mm	auf Anfrage*
		1,19 mm	auf Anfrage*
		1,27 mm	<b>K2000-83</b>
		1,37 mm	auf Anfrage*
		1,47 mm	auf Anfrage*
		0,89 mm	<b>K2000-86</b>
		1,00 mm	<b>K2000-86I</b>
		1,19 mm	<b>K2000-85J</b>
		1,27 mm	<b>K2000-85</b>
		1,37 mm	<b>K2000-85T</b>
		1,47 mm	<b>K2000-85I</b>
		0,89 mm	<b>K2000-82</b>
		1,00 mm	<b>K2000-82E</b>
		1,19 mm	auf Anfrage*
		1,27 mm	<b>K2000-81</b>
		1,37 mm	auf Anfrage*
		1,47 mm	auf Anfrage*
		0,89 mm	<b>K2000-88</b>
		1,00 mm	auf Anfrage*
		1,19 mm	auf Anfrage*
		1,27 mm	<b>K2000-87</b>
		1,37 mm	auf Anfrage*
		1,47 mm	auf Anfrage*

\* on request

Alle Abbildungen in Originalgröße / All sketches in original size

Evt. abweichend von der Darstellung - Gewichtreduzierende Aussparungen im Blatt:

Possible differences in sketches - weight-reducing relief on blade:

0,89 bis 1,00 mm 1 Öffnung  
 1,19 bis 1,47 mm 2 Öffnungen  
 0,89 bis 1,00 mm 1 relief  
 1,19 bis 1,47 mm 2 reliefs